

Anticuerpo Policlonal Anti-Kif13A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1H9

Número de artículo: CM0013709

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KIF13A humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudiar el transporte intracelular mediado por kinesinas, la biogénesis de melanosomas y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIF13A Conejo pAb
Observaciones/Alias	RBKIN; bA500C11.2; KIF13A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63971
GeneID	63971
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1300-1600 de KIF13A humano (NP_001099036.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H1H9
Peso Molecular Proteico	202kDa
Envío	Bolsa de hielo