

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kif14 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15058

Número de artículo: CM0015068

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KIF14 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta KIF14 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la división celular, la citocinesis y la apoptosis. Ideal para estudios de la función motora de los microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KIF14 Rabbit pAb
Observaciones/alias	MKS12, MCPH20, KIF14
Especie	Humano
ID del gen	9928
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1399-1648 de KIF14 humano (NP_055690.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15058
Peso molecular	186 kDa
Envío	Bolsa de hielo