

Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Kif17 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9P2E2

Número de artículo: CM0019129

Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad contra KIF17 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta KIF17 humano, de ratón y de rata. Ideal para el estudio del tráfico ciliar y el transporte neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIF17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KIF3X; KLP-2; OSM-3; KIF17B; KIF17
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57576
GeneID	57576
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-660 de KIF17 humano (NP_001116291).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2E2
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo