

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kif19 Para Wb, Elisa - Q2Tac6

Número de artículo: CM0018088

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KIF19 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con KIF19 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de los cilios y la dinámica de los microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra KIF19
Observaciones/Alias	KIF19A; KIF19
Especie	Humano
GenelD (humano)	124602
GenelD	124602
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q2TAC6
Peso de la proteína	111 kDa
Envío	Bolsa de hielo