

Anticuerpo Policlonal Anti-Kif1C Para Wb, Elisa - O43896

Número de artículo: CM0023759



Introducción

KIF1C Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para aplicaciones de WB y ELISA, que detecta KIF1C humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de transporte retrógrado de Golgi a RE y función motora de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIF1C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAX2; LTXS1; SATX2; SPAX2; SPG58; KIF1C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10749
GeneID	10749
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 810-960 de la KIF1C humana (NP_006603.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43896
Peso de la Proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo