

Anticuerpo Policlonal Anti-Kif20A Para Wb, Elisa - 095235

Número de artículo: CM0015901



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KIF20A validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una proteína de 100 kDa involucrada en la mitosis y la dinámica del aparato de Golgi. Ideal para investigación en biología celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIF20A pAb de conejo
Observaciones/Alias	RCM6; MKLP2; RAB6KIFL; KIF20A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10112
GeneID	10112
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 591-890 de la KIF20A humana (NP_005724.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095235
Peso Molecular de la Proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo