

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kif20B Para Wb, Elisa - Q96Q89

Número de artículo: CM0015843

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KIF20B humano, específicamente contra su región C-terminal. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la citocinesis, la polarización neuronal y el cáncer de vejiga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KIF20B Rabbit pAb
Observaciones/alias	CT90, MPP1, KRMP1, MPP-1, MPHOSPH1, KIF20B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9585
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1200-1500 de KIF20B humano (NP_057279.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96Q89
Peso molecular de la proteína	211 kDa
Envío	Bolsa de hielo