

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kif23 Para Wb, Ip, Elisa - Q02241

Número de artículo: CM0009966



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra KIF23 (MKLP1) humano, validado para transferencia Western (WB), inmunoprecipitación (IP) y ELISA. Reconoce KIF23 humano y de rata, con un peso molecular predicho de ~110 kDa. Adecuado para estudios de citocinesis y división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KIF23 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDA3; CHO1; CDAN3; KNSL5; MKLP1; CDAILI; CDAN3A; MKLP-1; KIF23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9493
GeneID	9493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 801-960 de KIF23 humano (Q02241)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q02241
Peso molecular de la proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo