

Anticuerpo Policlonal Anti-Kif2A Para Wb Y Elisa - 000139

Número de artículo: CM0019989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo KIF2A validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta KIF2A humano, ratón y rata (~80kDa). Adecuado para la investigación de la mitosis y el desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIF2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HK2; KIF2; CDCBM3; KIF2A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3796
ID de Gen	3796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-220 del KIF2A humano (NP_004511.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00139
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo