


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kif2C/Mcak Para Wb, Elisa - Q99661

Número de artículo: CM0005145



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a KIF2C/MCAK humano (proteína similar a quinesina KIF2C, quinesina asociada al centrómero mitótico). Adecuado para WB y ELISA. Uso en investigación de mitosis, segregación cromosómica y dinámica cinetocoro-microtúbulo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIF2C/MCAK mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MCAK; CT139; KNSL6; KIF2C/MCAK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11004
GeneID	11004
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de KIF2C/KIF2C/MCAK humano (Q99661).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99661
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo