

Anticuerpo Policlonal Anti-Kif3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y496

Número de artículo: CM0029767

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo KIF3A para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta KIF3A, una proteína motora de microtúbulos implicada en la formación del cilio primario y el transporte intracelular. Reacciona con Humano, Ratón, Rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIF3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FLA10; KLP-20; KIF3A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11127
ID de Gen	11127
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 430-699 del KIF3A humano (NP_008985.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y496
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo