

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kif3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q9Y496

Número de artículo: CM0012500

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra KIF3A humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el transporte ciliar, la función de los centríolos y la señalización Hedgehog.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-KIF3A
Observaciones/alias	FLA10; KLP-20; KIF3A
Especie	Humana
GeneID (humano)	11127
GeneID	11127
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-699 de KIF3A humano (Q9Y496).
Fuente	□
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9Y496
Peso de la proteína	80 kDa
Envío	Bolsa de hielo