


Anticuerpo Monoclonal Anti-Kif4A Para Wb - O95239

Número de artículo: CM0010712



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra KIF4A validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta KIF4A humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la segregación cromosómica y la citocinesis durante la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra KIF4A
Observaciones/Alias	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Especie	Humana
GeneID (humano)	24137
GeneID	24137
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de KIF4A humano (O95239).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95239
Peso proteico	140 kDa
Envío	Bolsa de hielo