


Anticuerpo Policlonal Anti-Kif4A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95239

Número de artículo: CM0013490



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KIF4A humano, una quinesina asociada a los cromosomas esencial para la mitosis y la citocinesis. Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KIF4A Rabbit pAb
Observaciones/alias	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Especie	Humano
GeneID (humano)	24137
GeneID	24137
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 870-1080 de KIF4A humano (NP_036442.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95239
Peso molecular	140 kDa
Envío	Bolsa de hielo