

Anticuerpo Policlonal Anti-Kif5B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33176

Número de artículo: CM0017874



Introducción

El pAb de conejo anti-KIF5B es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Dirigido a la cadena pesada de la quinesina-1 para la investigación de proteínas motoras y transporte intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-KIF5B
Observaciones/Alias	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3799
GeneID	3799
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 650-770 del KIF5B humano (NP_004512.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33176
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo