

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kif7 Para Wb, Elisa - Q2M1P5

Número de artículo: CM0021489



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KIF7 para aplicaciones de WB y ELISA. Generado contra KIF7 humano recombinante (aa1044-1343). Detecta una proteína de 151 kDa. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas. Ideal para estudios de señalización Hedgehog.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo contra KIF7
Observaciones/Sinónimos	ACLS, AGBK, HLS2, MMEDF, JBTS12, UNQ340, KIF7
Especie	Humana
GeneID (humano)	374654
GeneID	374654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1044-1343 de KIF7 humano (NP_940927.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q2M1P5
Peso de la proteína	151 kDa
Envío	Bolsa de hielo