

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kifap3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92845

Número de artículo: CM0010902

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo KIFAP3 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a la proteína asociada a kinesina 3, esencial para el movimiento cromosómico y la sujeción del huso. Ideal para investigación en división celular y proteínas motoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo KIFAP3 (mAb)
Observaciones/Alias	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190l16.1; KIFAP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22920
GeneID	22920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 675-792 de KIFAP3 humano (Q92845)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92845
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo