

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kifap3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92845

Número de artículo: CM0027228

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-KIFAP3 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con KIFAP3 humano, de ratón y de rata, involucrado en el movimiento cromosómico. Ideal para investigación del ciclo celular y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIFAP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190116.1; KIFAP3
Especie Reactiva	Humano
GeneID (Humano)	22920
GeneID	22920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de KIFAP3 humano (NP_055785.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92845
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo