

Anticuerpo Policlonico Anti-Kifc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw19

Número de artículo: CM0029686



Introducción

KIFC1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonico validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Dirigido a la proteína KIFC1 humana (HSET), una proteína motora dirigida al extremo negativo esencial para la formación del huso mitótico. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIFC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSET; KNSL2; KIFC1
Especie	Humana
GeneID	3833
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9BW19
Peso Molecular	74kDa
Envío	Bolsa de hielo