

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kifc1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Bw19

Número de artículo: CM0003410



Introducción

CamelBio suministra anticuerpo monoclonal de conejo anti-KIFC1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta KIFC1 humano y de ratón. Esencial para la investigación de la división celular y proteínas motoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIFC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HSET; KNSL2; KIFC1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3833
ID de Gen	3833
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 del KIFC1 humano (Q9BW19)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BW19
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo