

Anticuerpo Policlonal Anti-Cadena Ligera De Kinesina 1 (Klc1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07866

Número de artículo: CM0031062



Introducción

El pAb de conejo anti-KLC1 detecta KLC1 humano, de ratón y de rata (UniProt Q07866) validado para WB, IHC-P, ELISA. Una proteína motora de kinesina implicada en el transporte de orgánulos, ideal para investigaciones en neurociencia y tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cadena ligera de kinesina 1 (KLC1) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KLC; KNS2; KNS2A; Cadena ligera de kinesina 1 (KLC1)
Especie	Humano
GeneID (humano)	3831
GeneID	3831
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 261-560 de la cadena ligera de kinesina 1 humana (KLC1) (NP_005543.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07866
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo