

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra La Cadena Ligera 1 De Kinesina (Klc1) Para Wb, Elisa - Q07866

Número de artículo: CM0002446



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la cadena ligera 1 de kinesina (KLC1) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para estudios de transporte de orgánulos y proteínas motoras de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Cadena ligera 1 de kinesina (KLC1) mAb de conejo
Observaciones/Alias	KLC; KNS2; KNS2A; Cadena ligera 1 de kinesina (KLC1)
Especie	Humano
GeneID (humano)	3831
GeneID	3831
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de la cadena ligera 1 de kinesina humana (KLC1) (Q07866)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q07866
Peso proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo