


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kininógeno 1 (Kng1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P01042

Número de artículo: CM0021422



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Kininógeno 1 (KNG1) humano, validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA; detecta KNG1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de coagulación e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Kininógeno 1 (KNG1)
Observaciones/Alias	BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Kininógeno 1 (KNG1)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3827
ID del Gen	3827
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 148-427 del Kininógeno 1 (KNG1) humano (NP_000884.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01042
Peso Molecular de la Proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo