


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cinógeno 1 (Kng1) Para Wb - P01042

Número de artículo: CM0013444



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al Cinógeno 1 (KNG1) humano, validado para WB y ELISA. Detecta cinógeno humano, de ratón y de rata; 72 kDa. Ideal para estudios de coagulación, bradicinina e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cinógeno 1 (KNG1) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Cinógeno 1 (KNG1)
Especie	Humano
GeneID (humano)	3827
GeneID	3827
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 148-427 del Cinógeno 1 humano (NP_000884.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01042
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo