


Anticuerpo Monoclonal Anti-Kir2DL2/Kir2DL3 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P43628

Número de artículo: CM0012737



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra KIR2DL2/KIR2DL3 humano, adecuado para WB, IF/ICC, FC y ELISA. Reconoce un receptor inhibidor de células asesinas naturales para ligandos HLA-C, expresado en células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIR2DL2/KIR2DL3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; receptor tipo inmunoglobulina de célula asesina 2DL3; KIR2DL2/KIR2DL3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3803/3804
ID de Gen	3803/3804
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 del KIR2DL3 humano (NP_056952.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43628
Peso Molecular	27kDa/37kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo