


## Anticuerpo Policlonal Anti-Kir2DL3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43628

Número de artículo: CM0022141



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KIR2DL3 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudios de receptores de células NK e investigación de puntos de control inmunitario. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | KIR2DL3 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | p58, NKAT, GL183, NKAT2, CD158b, KIR2DL, NKATAT2A, NKAT2B, CD158B2, KIR-K7b, KIR-K7c, KIR2DS5, KIRCL23, KIR-023GB, KIR2DL3           |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (humano)     | 3804                                                                                                                                 |
| GeneID              | 3804                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 del KIR2DL3 humano (NP_056952.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                        |
| SWISS               | P43628                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |