

Anticuerpo Monoclonal Anti-Kir2DL4 Para Wb, Fc, Elisa - Q99706

Número de artículo: CM0007421



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra KIR2DL4 humano, validado para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Este receptor se une a HLA-G y regula las respuestas inmunitarias en la interfaz materno-fetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-KIR2DL4
Observaciones/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3805
GeneID	3805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-242 de KIR2DL4 humano (NP_002246.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q99706
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo