

Anticuerpo Policlonal Anti-Kir2DL4 Para Wb, Elisa - Q99706

Número de artículo: CM0012909



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo KIR2DL4 (Q99706) validado para WB y ELISA. Detecta KIR2DL4 humano, de ratón y de rata, un receptor de HLA-G no clásico. Ideal para estudiar la señalización de las células NK y la inmunología materno-fetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo KIR2DL4
Observaciones/alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3805
ID del gen	3805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-242 de KIR2DL4 humano (NP_002246.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q99706
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo