


Anticuerpo Policlonal Anti-Kir3DL1 Para Wb Y Elisa - P43629

Número de artículo: CM0023405



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-KIR3DL1 validado para WB y ELISA. Se dirige al receptor 3DL1 similar a inmunoglobulina de células asesinas humano, presenta reactividad cruzada con ratón, PM 49 kDa. Ideal para estudios de células NK y inmunorreceptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIR3DL1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1; KIR3DL1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3811
ID de Gen	3811
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-222 de KIR3DL1 humano (NP_037421.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P43629
Peso de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo