

Anticuerpo Policloanal Anti-Kir3DL3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N743

Número de artículo: CM0015637

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KIR3DL3 validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reconoce KIR3DL3 de humano, ratón y rata, un receptor inhibidor de células NK. Ideal para investigación de células inmunitarias y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIR3DL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KIR44; KIRC1; CD158Z; KIR3DL7; KIR2DL5B; KIR3DL3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	115653
ID del Gen	115653
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB,IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N743
Peso de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo