

Anticuerpo Policlonal Anti-Kirrel Para Wb Y Elisa - Q96J84

Número de artículo: CM0013109

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KIRREL humano (NEPH1), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la biología de los podocitos y de la barrera de filtración glomerular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-KIRREL
Observaciones/Alias	NEPH1; KIRREL; NPHS23
Especie	Humano
GeneID (humano)	55243
GeneID	55243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-200 de KIRREL humano (NP_060710.3)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q96J84
Peso molecular	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo