

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kiss1 (Kisspeptina-1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15726

Número de artículo: CM0028956



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KISS1 humano (Kisspeptina-1, HH13). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación en endocrinología reproductiva y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo KISS1
Observaciones/Alias	HH13; KISS-1; KISS1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3814
ID del Gen	3814
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-138 de KISS1 humano (NP_002247.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15726
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo