


Anticuerpo Policlonal Anti-Kiss1R Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969F8

Número de artículo: CM0025252



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-KISS1R (43kDa) detecta humano, ratón, rata. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para biología reproductiva e investigación de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KISS1R Conejo pAb
Observaciones/Alias	HH8; CPPB1; GPR54; AXOR12; KISS-1R; HOT7T175; KISS1R
Especie	Humano
GeneID	84634 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del KISS1R humano (NP_115940.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969F8
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo