


Anticuerpo Policlonal Anti-Kitlg De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Número de artículo: CM0019098



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KITLG humano (SCF/ligando de c-Kit). Validado en WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón. Para investigación en hematopoyesis, desarrollo y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-KITLG
Observaciones/Alias	SF, MGF, SCF, SLF, DCUA, FPH2, FPHH, KL-1, Kitl, WS2F, SHEP7, DFNA69, KITLG
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4254
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-214 de KITLG humano (NP_000890.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21583
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo