

Anticuerpo Policlonal Anti-Klb Para Wb, Elisa - Q86Z14

Número de artículo: CM0015857



Introducción

KLB Conejo pAb, validado para WB y ELISA, detecta beta-klotho (KLB) humano, de ratón y de rata. Inmunógeno de proteína recombinante, 120kDa, adecuado para estudiar la señalización de FGF21 y el metabolismo de los ácidos biliares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLB Conejo pAb
Observaciones/Alias	BKL; KLB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	152831
ID del Gen	152831
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 720-990 del KLB humano (NP_783864.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86Z14
Peso Proteico	120kDa
Envío	Bolsa de hielo