

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf1 Para Wb, Elisa - Q13351

Número de artículo: CM0022347



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KLF1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige al factor de transcripción eritroide KLF1 (38 kDa), un regulador clave de la eritropoyesis y del cambio de globina fetal a adulta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-KLF1
Observaciones/Alias	KLF1; EKLF; CDAN4; HBFQTL6; INLU; Factor 1 tipo Krüppel
Especie	Humano
ID de gen	10661
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 211-311 de KLF1 humano (NP_006554.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13351
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo