

Anticuerpo Policlonal Anti-Klf10 Para Wb, Elisa - Q13118

Número de artículo: CM0018610



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KLF10 humano (TIEG1). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre regulación transcripcional, ritmos circadianos y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLF10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EGRA; TIEG; TIEG1; EGR-alpha; KLF10
Especie	Humano
ID génico (humano)	7071
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q13118
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo