

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Klf10 Para Wb, Elisa - Q13118

Número de artículo: CM0006666



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra KLF10 (TIEG1) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Adecuado para investigación sobre ritmos circadianos y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLF10 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EGRA, TIEG, TIEG1, EGR-alpha, KLF10
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	7071
ID del gen	7071
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de KLF10 humano (Q13118)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13118
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo