

Anticuerpo Policlonal Anti-Klf11 Para Wb, Elisa - O14901

Número de artículo: CM0023107

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KLF11 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con ratón y rata. Adecuado para estudios de factores de transcripción, señalización de TGF-beta e investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLF11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FKLF; FKLF1; MODY7; TIEG2; Tieg3; KLF11
Especie	Humano
GeneID (humano)	8462
GeneID	8462
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 13-107 de KLF11 humano (NP_003588.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	O14901
Peso molecular	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo