

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf13 Para Wb, Elisa - Q9Y2Y9

Número de artículo: CM0021738

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo KLF13 validado para WB y ELISA, dirigido contra el factor de transcripción KLF13 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la regulación génica, el linaje eritroide y la activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo KLF13
Observaciones/Alias	BTEB3; FKLF2; NSLP1; RFLAT1; RFLAT-1; KLF13
Especie	Humano
GeneID (humano)	51621
GeneID	51621
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de KLF13 humano (NP_057079.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y2Y9
Peso molecular de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo