

Anticuerpo Policlonal Anti-Klf15 Para Wb, Elisa - Q9Uih9

Número de artículo: CM0030309



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KLF15 humano, un regulador transcripcional implicado en la fibrosis cardíaca y la hipertrofia. Adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos. Ideal para investigación cardíaca y renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLF15 Rabbit pAb
Notas/Alias	KKLF; KLF15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	28999
GeneID	28999
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de KLF15 humano (NP_054798.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIH9
Peso Molecular	44kDa
Envío	Bolsa de hielo