

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf15 Para If/Icc Y Elisa - Q9Uih9

Número de artículo: CM0018078



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor humano KLF15 (factor similar a Krueppel 15), validado para IF/ICC y ELISA. Apto para estudios sobre regulación transcripcional, fibrosis cardíaca y diferenciación de podocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo KLF15
Observaciones/Alias	KKLF; KLF15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	28999
GeneID	28999
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del KLF15 humano (NP_054798.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIH9
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo