

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Klf4 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O43474

Número de artículo: CM0002428



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo KLF4 validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta KLF4 humano, ratón, rata (O43474). Adecuado para investigación de células madre, diferenciación y barrera epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLF4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	EZF; GKLF; KLF4
Especie	Humano
GenelD (humano)	9314
GenelD	9314
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43474
Peso Proteico	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo