

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q60793

Número de artículo: CM0031005



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al factor de transcripción KLF4, validado para Western blot, inmunohistoquímica en parafina y ELISA. Detecta orígenes humano, de ratón y rata. Apoya estudios de células madre, biología epitelial y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EZF; Zie; Gklf
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	9314
GeneID	16600
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 de la KLF4 de ratón (NP_034767.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q60793
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo