

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - O43474

Número de artículo: CM0030968



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KLF4 validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en biología del desarrollo, células madre y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EZF; GKLf; KLF4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9314
ID de gen	9314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 de KLF4 (NP_001300981.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43474
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo