

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13887

Número de artículo: CM0029857



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor 5 similar a Krueppel (KLF5) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta KLF5 humano y de ratón. El inmunógeno corresponde a la región N-terminal (aa 1-250). Adecuado para investigación de factores de transcripción. Acceso Uniprot Q13887.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra KLF5
Observaciones/Alias	CKLF, IKLF, BTEB2, KLF5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	688
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del KLF5 humano (NP_001721.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13887
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo