

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf8 Para Wb, If/Icc, Elisa - 095600

Número de artículo: CM0023084

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo recombinante contra KLF8 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la regulación de la transcripción, la progresión del ciclo celular y las vías relacionadas con KLF8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLF8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BKLF3; ZNF741; KLF8
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11279
ID del gen	11279
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-280 de KLF8 humano (NP_009181.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95600
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo