

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf9 Para Wb, Elisa - Q13886

Número de artículo: CM0028764

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KLF9 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Apoya la investigación sobre el ritmo circadiano, la proliferación de queratinocitos y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo KLF9
Observaciones/Alias	BTEB; BTEB1; KLF9
Especies	Humano
GeneID (Humano)	687
GeneID	687
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de KLF9 humano (NP_001197.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13886
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo