

Anticuerpo Policlonal Anti-Klhdc3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq90

Número de artículo: CM0017227



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KLHDC3 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la ligasa de ubiquitina CRL2, las vías de degradación C-terminal y la meiosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLHDC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PEAS; dj20C7.3; KLHDC3
Especie	Humano
GeneID	116138
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-382 de KLHDC3 humano (NP_476502.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BQ90
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo