

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-KLHL11 Para Wb Y Elisa - Q9Nvr0

Número de artículo: CM0021481



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a KLHL11 humano (proteína tipo Kelch 11), un componente de la ligasa de ubiquitina E3 tipo cullin-RING; adecuado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLHL11 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KLHL11
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55175
ID de Gen	55175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-300 del KLHL11 humano (NP_060613.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NVR0
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo